

**Dynamische heupabductie orthese**  
volgens Dr. Visser



## Dynamische heupabductie orthese volgens Dr. Visser

De dynamische heupabductie orthese voor kinderen wordt ingezet voor het narijpen van de heup bij heupdysplasie en na gereponeerde heupluxatie bij zuigelingen. De orthese biedt een dynamische positionering waarbij het heupgewricht in een 90° flexiestelling en in een 60° abductiehoek wordt gehouden.



### Kenmerken / Eigenschappen

- Heupscharnieren met 90°extensiestop en instelbare adductiestop van 0° tot 30°
- In breedte verstelbare heupscharnieren en dijbeenmanchetten
- Dijbeenmanchetten met foam gepolsterd, voorzien van een klittenbandsluiting
- Borstband uitgevoerd met klittenbandsluiting
- Materiaal: kunststof rugdeel, uitgevoerd met polyethyleen foam
- Kleur: wit

### Productfunties

- Verminderen van de bewegingsuitslag
- Voorkomen van ongewenste bewegingsuitslagen
- Correcte positionering van caput femur in acetabulum)

### Indicaties

- Heupdysplasie (ICD10: Q65.8)
- Heupgewricht luxatie (ICD10: S73.00)
- Heupgewricht subluxatie, traumatisch (ICD10: T14.3)



### Maattabel

Artikelnummer	Per	Maat
2990	stuk	universeel